

# CATALOGUE DE VENTE IMPLANTS MAMMAIRES

*BREAST IMPLANTS CATALOGUE*



SEBBIN PARIS  
ESTHETIQUE & RECONSTRUCTION

Recréer un corps harmonieux,  
c'est aussi le faire renaître.

# GAMME DES IMPLANTS MAMMAIRES SEBBIN

Breast Implants Range

## IMPLANTS MAMMAIRES RONDS

Round breast implants

	Texturés <i>Textured</i>	Micro-Texturés <i>Micro-Textured</i>	Lisses <i>Smooth</i>
Naturgel™ Cohésif <i>Cohesive</i>	Implants Souples <i>Soft Implants</i>	LS 96 Extra-Base™ Profil modéré <i>Moderate profile</i>  LS 95 Extra-Base™ Profil Haut <i>High profile</i>	
	Implants Classiques <i>Classic Implants</i>	LS 90 Profil modéré <i>Moderate profile</i>  LS 91 Profil Haut <i>High profile</i>	LS 74 Profil semi-modéré <i>Semi-Moderate profile</i>  LS 70 Profil modéré <i>Moderate profile</i>  LS 71 Profil Haut <i>High profile</i>  LS 50 Profil modéré <i>Moderate profile</i>  LS 51 Profil Haut <i>High profile</i>
Naturgel™ Haute Cohésion <i>High Cohesive</i>	Implants Fermes <i>Firm Implants</i>	LSC 92 Profil modéré <i>Moderate profile</i>  LSC 93 Profil Haut <i>High profile</i>	LSC 76 Profil semi-modéré <i>Semi-Moderate profile</i>  LSC 72 Profil modéré <i>Moderate profile</i>  LSC 73 Profil Haut <i>High profile</i>  LSC 54 Profil modéré <i>Moderate profile</i>  LSC 55 Profil Haut <i>High profile</i>
	Implants Gonflables <i>Inflatable Implants</i>	LS 21	LS 20

## IMPLANTS MAMMAIRES ANATOMIQUES - TEXTURÉS

Anatomical breast implants - Textured

Naturgel™ Haute Cohésion <i>High Cohesive</i>	Proj.	Slim	Low	Moderate	Full
	Haut./ Height				
Tall		LSA TS	LSA TL	LSA TM	LSA TF
Short		LSA SS	LSA SL	LSA SM	LSA SF
Extra-Short		LSA XSS	LSA XSL	LSA XSM	LSA XSF

IMPLANTS MAMMAIRES RONDS  
**TEXTURÉS**

*Textured, Round Breast Implants*

IMPLANTS MAMMAIRES RONDS  
**MICRO-TEXTURÉS**

*Micro-Textured, Round Breast Implants*

IMPLANTS MAMMAIRES RONDS  
**LISSES**

*Smooth, Round Breast Implants*

IMPLANTS MAMMAIRES  
**ANATOMIQUES**

*Anatomical Breast Implants*

IMPLANTS MAMMAIRES RONDS  
**GONFLABLES**

*Inflatable Round Breast Implants*

# IMPLANTS SOUPLES, Naturgel™ Cohésif

## EXTRA-BASE™ / PROFIL MODÉRÉ *Extra-Base™ / Moderate profile*

Volume (mL)	Base (mm)	Projection (mm)	Référence
60	81	23	LS 96 060
80	84	24	LS 96 080
100	85	27	LS 96 100
120	90	29	LS 96 120
140	95	30	LS 96 140
160	100	31	LS 96 160
180	105	32	LS 96 180
200	108	33	LS 96 200
220	111	34	LS 96 220
240	114	35	LS 96 240
260	117	36	LS 96 260
280	121	37	LS 96 280
300	125	38	LS 96 300
330	128	40	LS 96 330
360	131	41	LS 96 360
390	135	42	LS 96 390
430	139	43	LS 96 430
470	142	46	LS 96 470
510	145	47	LS 96 510
560	147	49	LS 96 560



## SOFT IMPLANTS, Cohesive Naturgel™

### EXTRA-BASE™ / PROFIL HAUT Extra-Base™ / High profile

Volume (mL)	Base (mm)	Projection (mm)	Référence
65	69	26	LS 95 065
85	73	30	LS 95 085
105	78	32	LS 95 105
125	83	34	LS 95 125
145	88	35	LS 95 145
165	90	37	LS 95 165
185	93	38	LS 95 185
205	96	40	LS 95 205
225	99	42	LS 95 225
245	102	43	LS 95 245
265	104	45	LS 95 265
285	106	46	LS 95 285
305	108	48	LS 95 305
335	111	50	LS 95 335
365	115	51	LS 95 365
395	119	52	LS 95 395
435	122	54	LS 95 435
475	126	55	LS 95 475
515	129	57	LS 95 515
565	134	59	LS 95 565



# IMPLANTS CLASSIQUES, Naturgel™ Cohésif

## PROFIL MODÉRÉ *Moderate profile*

Vol. (mL)	Base (mm)	Proj. (mm)	Référence	Gabarit /Sizer*
80	80	25	LS 90 080	GAB 35 080
100	84	28	LS 90 100	GAB 35 100
120	87	30	LS 90 120	GAB 35 120
140	91	31	LS 90 140	GAB 35 140
160	95	32	LS 90 160	GAB 35 160
180	101	33	LS 90 180	GAB 35 180
200	104	34	LS 90 200	GAB 35 200
220	108	35	LS 90 220	GAB 35 220
240	110	36	LS 90 240	GAB 35 240
260	112	38	LS 90 260	GAB 35 260
280	116	39	LS 90 280	GAB 35 280
300	119	40	LS 90 300	GAB 35 300
330	123	41	LS 90 330	GAB 35 330
360	126	42	LS 90 360	GAB 35 360
390	128	44	LS 90 390	GAB 35 390
430	133	45	LS 90 430	GAB 35 430
470	137	47	LS 90 470	GAB 35 470
510	140	49	LS 90 510	GAB 35 510
560	144	50	LS 90 560	GAB 35 560
610	147	51	LS 90 610	GAB 35 610
800	166	59	LS 90 800**	GAB 35 800**
900	166	66,5	LS 90 900**	GAB 35 900**

\*\*Sur demande uniquement.



\*Les gabarits sont pré-remplis de gel de silicone et avec une enveloppe lisse. Ils sont livrés stériles, à usage unique.

# CLASSIC IMPLANTS,

Cohesive Naturgel™

## PROFIL HAUT

High profile

Vol. (mL)	Base (mm)	Proj. (mm)	Référence	Gabarit /Sizer*
85	68	35	LS 9I 085	GAB 36 085
105	72	39	LS 9I 105	GAB 36 105
125	78	40	LS 9I 125	GAB 36 125
145	82	41	LS 9I 145	GAB 36 145
165	86	43	LS 9I 165	GAB 36 165
185	91	44	LS 9I 185	GAB 36 185
205	93	45	LS 9I 205	GAB 36 205
225	97	46	LS 9I 225	GAB 36 225
245	99	47	LS 9I 245	GAB 36 245
265	101	49	LS 9I 265	GAB 36 265
285	103	50	LS 9I 285	GAB 36 285
305	105	52	LS 9I 305	GAB 36 305
335	109	54	LS 9I 335	GAB 36 335
365	112	56	LS 9I 365	GAB 36 365
395	114	57	LS 9I 395	GAB 36 395
435	117	60	LS 9I 435	GAB 36 435
475	122	61	LS 9I 475	GAB 36 475
515	126	62	LS 9I 515	GAB 36 515
565	129	63	LS 9I 565	GAB 36 565
615	134	65	LS 9I 615	GAB 36 615
805	136	80	LS 9I 805**	GAB 36 805**

\*\*On demand only.



\*The sizers are pre-filled with silicone gel with a smooth envelope. They are delivered sterile, for single-use.

# IMPLANTS FERMES, Naturgel™ Haute Cohésion

## PROFIL MODÉRÉ *Moderate profile*

Vol. (mL)	Base (mm)	Proj. (mm)	Référence	Gabarit /Sizer*
90	78	26	LSC 92 090	GAB 31 090
110	82	29	LSC 92 110	GAB 31 110
130	86	33	LSC 92 130	GAB 31 130
155	89	34	LSC 92 155	GAB 31 155
175	93	36	LSC 92 175	GAB 31 175
200	97	37	LSC 92 200	GAB 31 200
220	101	39	LSC 92 220	GAB 31 220
240	105	39	LSC 92 240	GAB 31 240
265	107	42	LSC 92 265	GAB 31 265
285	109	43	LSC 92 285	GAB 31 285
310	113	44	LSC 92 310	GAB 31 310
330	117	45	LSC 92 330	GAB 31 330
365	121	46	LSC 92 365	GAB 31 365
395	124	48	LSC 92 395	GAB 31 395
430	126	50	LSC 92 430	GAB 31 430
475	130	51	LSC 92 475	GAB 31 475
520	134	52	LSC 92 520	GAB 31 520
560	137	54	LSC 92 560	GAB 31 560
615	141	57	LSC 92 615	GAB 31 615
670	142	58	LSC 92 670	GAB 31 670

\*\*Sur demande uniquement.



\*Les gabarits sont pré-remplis de gel de silicone et avec une enveloppe lisse. Ils sont livrés stériles, à usage unique.



## FIRM IMPLANTS, High Cohesive Naturgel™

### PROFIL HAUT High profile

Vol. (mL)	Base (mm)	Proj. (mm)	Référence	Gabarit /Sizer*
90	66	39	LSC 93 090	GAB 32 090**
110	70	41	LSC 93 110	GAB 32 110**
130	75	42	LSC 93 130	GAB 32 130**
150	80	43	LSC 93 150	GAB 32 150**
175	84	45	LSC 93 175	GAB 32 175
195	87	48	LSC 93 195	GAB 32 195
215	91	50	LSC 93 215	GAB 32 215
235	94	51	LSC 93 235	GAB 32 235
255	96	53	LSC 93 255	GAB 32 255
280	98	55	LSC 93 280	GAB 32 280
300	101	56	LSC 93 300	GAB 32 300
320	103	57	LSC 93 320	GAB 32 320
350	106	58	LSC 93 350	GAB 32 350
385	109	60	LSC 93 385	GAB 32 385
415	112	62	LSC 93 415	GAB 32 415
455	116	64	LSC 93 455	GAB 32 455
495	119	66	LSC 93 495	GAB 32 495
540	122	67	LSC 93 540	GAB 32 540
590	127	68	LSC 93 590	GAB 32 590
645	132	69	LSC 93 645	GAB 32 645

\*\*On demand only.



\*The sizers are pre-filled with silicone gel with a smooth envelope. They are delivered sterile, for single-use.



# IMPLANTS CLASSIQUES, Naturgel™ Cohésif

## CLASSIC IMPLANTS, Cohesive Naturgel™

### PROFIL SEMI-MODÉRÉ *Semi-moderate Profile*

Vol. (mL)	Base (mm)	Proj. (mm)	Référence	Gabarit /Sizer*
80	82	21	LS 74 080	GAB 33 080
100	87	23	LS 74 100	GAB 33 100
120	92	24	LS 74 120	GAB 33 120
140	95	26	LS 74 140	GAB 33 140
160	103	27	LS 74 160	GAB 33 160
180	107	28	LS 74 180	GAB 33 180
200	111	29	LS 74 200	GAB 33 200
220	114	30	LS 74 220	GAB 33 220
245	118	31	LS 74 245	GAB 33 245
270	122	32	LS 74 270	GAB 33 270
295	126	33	LS 74 295	GAB 33 295
325	130	34	LS 74 325	GAB 33 325
370	136	35	LS 74 370	GAB 33 370
415	142	36	LS 74 415	GAB 33 415
470	148	38	LS 74 470	GAB 33 470
510	153	39	LS 74 510	GAB 33 510
560	157	42	LS 74 560	GAB 33 560



\*Les gabarits sont pré-remplis de gel de silicone et avec une enveloppe lisse. Ils sont livrés stériles, à usage unique.

\*The sizers are pre-filled with silicone gel with a smooth envelope. They are delivered sterile, for single-use.

# IMPLANTS CLASSIQUES, Naturgel™ Cohésif

## PROFIL MODÉRÉ *Moderate profile*

Vol. (mL)	Base (mm)	Proj. (mm)	Référence	Gabarit /Sizer*
80	80	25	LS 70 080	GAB 35 080
100	84	28	LS 70 100	GAB 35 100
120	87	30	LS 70 120	GAB 35 120
140	91	31	LS 70 140	GAB 35 140
160	95	32	LS 70 160	GAB 35 160
180	101	33	LS 70 180	GAB 35 180
200	104	34	LS 70 200	GAB 35 200
220	108	35	LS 70 220	GAB 35 220
240	110	36	LS 70 240	GAB 35 240
260	112	38	LS 70 260	GAB 35 260
280	116	39	LS 70 280	GAB 35 280
300	119	40	LS 70 300	GAB 35 300
330	123	41	LS 70 330	GAB 35 330
360	126	42	LS 70 360	GAB 35 360
390	128	44	LS 70 390	GAB 35 390
430	133	45	LS 70 430	GAB 35 430
470	137	47	LS 70 470	GAB 35 470
510	140	49	LS 70 510	GAB 35 510
560	144	50	LS 70 560	GAB 35 560
610	147	51	LS 70 610	GAB 35 610
800	166	59	LS 70 800**	GAB 35 800**
900	166	66,5	LS 70 900**	GAB 35 900**

\*\*Sur demande uniquement.



\*Les gabarits sont pré-remplis de gel de silicone et avec une enveloppe lisse. Ils sont livrés stériles, à usage unique.

# CLASSIC IMPLANTS,

Cohesive Naturgel™

## PROFIL HAUT

High profile

Vol. (mL)	Base (mm)	Proj. (mm)	Référence	Gabarit /Sizer*
85	68	35	LS 7I 085	GAB 36 085
105	72	39	LS 7I 105	GAB 36 105
125	78	40	LS 7I 125	GAB 36 125
145	82	41	LS 7I 145	GAB 36 145
165	86	43	LS 7I 165	GAB 36 165
185	91	44	LS 7I 185	GAB 36 185
205	93	45	LS 7I 205	GAB 36 205
225	97	46	LS 7I 225	GAB 36 225
245	99	47	LS 7I 245	GAB 36 245
265	101	49	LS 7I 265	GAB 36 265
285	103	50	LS 7I 285	GAB 36 285
305	105	52	LS 7I 305	GAB 36 305
335	109	54	LS 7I 335	GAB 36 335
365	112	56	LS 7I 365	GAB 36 365
395	114	57	LS 7I 395	GAB 36 395
435	117	60	LS 7I 435	GAB 36 435
475	122	61	LS 7I 475	GAB 36 475
515	126	62	LS 7I 515	GAB 36 515
565	129	63	LS 7I 565	GAB 36 565
615	134	65	LS 7I 615	GAB 36 615
805	136	80	LS 7I 805**	GAB 36 805**

\*\*On demand only.



\*The sizers are pre-filled with silicone gel with a smooth envelope. They are delivered sterile, for single-use.

# IMPLANTS FERMES, Naturgel™ Haute Cohésion

## PROFIL SEMI-MODÉRÉ *Semi-Moderate profile*

Vol. (mL)	Base (mm)	Proj. (mm)	Référence	Gabarit /Sizer*
80	82	21	LSC 76 080	GAB 30 080
100	87	23	LSC 76 100	GAB 30 100
120	92	24	LSC 76 120	GAB 30 120
140	95	26	LSC 76 140	GAB 30 140
160	103	27	LSC 76 160	GAB 30 160
180	107	28	LSC 76 180	GAB 30 180
200	111	29	LSC 76 200	GAB 30 200
220	114	30	LSC 76 220	GAB 30 220
245	118	31	LSC 76 245	GAB 30 245
270	122	32	LSC 76 270	GAB 30 270
295	126	33	LSC 76 295	GAB 30 295
325	130	34	LSC 76 325	GAB 30 325
370	136	35	LSC 76 370	GAB 30 370
415	142	36	LSC 76 415	GAB 30 415
470	148	38	LSC 76 470	GAB 30 470
510	153	39	LSC 76 510	GAB 30 510
560	157	42	LSC 76 560	GAB 30 560



\*Les gabarits sont pré-remplis de gel de silicone et avec une enveloppe lisse. Ils sont livrés stériles, à usage unique.

# FIRM IMPLANTS, High Cohesive Naturgel™

## PROFIL MODÉRÉ *Moderate profile*

Vol. (mL)	Base (mm)	Proj. (mm)	Référence	Gabarit /Sizer*
90	78	26	LSC 72 090	GAB 31 090
110	82	29	LSC 72 110	GAB 31 110
130	86	33	LSC 72 130	GAB 31 130
155	89	34	LSC 72 155	GAB 31 155
175	93	36	LSC 72 175	GAB 31 175
200	97	37	LSC 72 200	GAB 31 200
220	101	39	LSC 72 220	GAB 31 220
240	105	39	LSC 72 240	GAB 31 240
265	107	42	LSC 72 265	GAB 31 265
285	109	43	LSC 72 285	GAB 31 285
310	113	44	LSC 72 310	GAB 31 310
330	117	45	LSC 72 330	GAB 31 330
365	121	46	LSC 72 365	GAB 31 365
395	124	48	LSC 72 395	GAB 31 395
430	126	50	LSC 72 430	GAB 31 430
475	130	51	LSC 72 475	GAB 31 475
520	134	52	LSC 72 520	GAB 31 520
560	137	54	LSC 72 560	GAB 31 560
615	141	57	LSC 72 615	GAB 31 615
670	142	58	LSC 72 670	GAB 31 670



\*The sizers are pre-filled with silicone gel with a smooth envelope. They are delivered sterile, for single-use.

# IMPLANTS FERMES, Naturgel™ Haute Cohésion

## FIRM IMPLANTS, High Cohesive Naturgel™

### PROFIL HAUT High profile

Vol. (mL)	Base (mm)	Proj. (mm)	Référence	Gabarit /Sizer*
90	66	39	LSC 73 090	GAB 32 090**
110	70	41	LSC 73 110	GAB 32 110**
130	75	42	LSC 73 130	GAB 32 130**
150	80	43	LSC 73 150	GAB 32 150**
175	84	45	LSC 73 175	GAB 32 175
195	87	48	LSC 73 195	GAB 32 195
215	91	50	LSC 73 215	GAB 32 215
235	94	51	LSC 73 235	GAB 32 235
255	96	53	LSC 73 255	GAB 32 255
280	98	55	LSC 73 280	GAB 32 280
300	101	56	LSC 73 300	GAB 32 300
320	103	57	LSC 73 320	GAB 32 320
350	106	58	LSC 73 350	GAB 32 350
385	109	60	LSC 73 385	GAB 32 385
415	112	62	LSC 73 415	GAB 32 415
455	116	64	LSC 73 455	GAB 32 455
495	119	66	LSC 73 495	GAB 32 495
540	122	67	LSC 73 540	GAB 32 540
590	127	68	LSC 73 590	GAB 32 590
645	132	69	LSC 73 645	GAB 32 645

\*\*Sur demande uniquement. / \*\*On demand only.

\*Les gabarits sont pré-remplis de gel de silicone et avec une enveloppe lisse. Ils sont livrés stériles, à usage unique.

\*The sizers are pre-filled with silicone gel with a smooth envelope. They are delivered sterile, for single-use.



IMPL. MAMMAIRES RONDS  
**MICRO-TEXTURES**  
*Micro-Textured, Round Breast Implants*



# IMPLANTS CLASSIQUES, Naturgel™ Cohésif

## PROFIL MODÉRÉ *Moderate profile*

Vol. (mL)	Base (mm)	Proj. (mm)	Référence	Gabarit /Sizer*
80	80	25	LS 50 080	GAB 35 080
100	84	28	LS 50 100	GAB 35 100
120	87	30	LS 50 120	GAB 35 120
140	91	31	LS 50 140	GAB 35 140
160	95	32	LS 50 160	GAB 35 160
180	101	33	LS 50 180	GAB 35 180
200	104	34	LS 50 200	GAB 35 200
220	108	35	LS 50 220	GAB 35 220
240	110	36	LS 50 240	GAB 35 240
260	112	38	LS 50 260	GAB 35 260
280	116	39	LS 50 280	GAB 35 280
300	119	40	LS 50 300	GAB 35 300
330	123	41	LS 50 330	GAB 35 330
360	126	42	LS 50 360	GAB 35 360
390	128	44	LS 50 390	GAB 35 390
430	133	45	LS 50 430	GAB 35 430
470	137	47	LS 50 470	GAB 35 470
510	140	49	LS 50 510	GAB 35 510
560	144	50	LS 50 560	GAB 35 560
610	147	51	LS 50 610	GAB 35 610
800	166	59	LS 50 800**	GAB 35 800**
900	166	66,5	LS 50 900**	GAB 35 900**

\*\*Sur demande uniquement.



\*Les gabarits sont pré-remplis de gel de silicone et avec une enveloppe lisse. Ils sont livrés stériles, à usage unique.

# CLASSIC IMPLANTS,

Cohesive Naturgel™

## PROFIL HAUT

High profile

Vol. (mL)	Base (mm)	Proj. (mm)	Référence	Gabarit /Sizer*
85	68	35	LS 51 085	GAB 36 085
105	72	39	LS 51 105	GAB 36 105
125	78	40	LS 51 125	GAB 36 125
145	82	41	LS 51 145	GAB 36 145
165	86	43	LS 51 165	GAB 36 165
185	91	44	LS 51 185	GAB 36 185
205	93	45	LS 51 205	GAB 36 205
225	97	46	LS 51 225	GAB 36 225
245	99	47	LS 51 245	GAB 36 245
265	101	49	LS 51 265	GAB 36 265
285	103	50	LS 51 285	GAB 36 285
305	105	52	LS 51 305	GAB 36 305
335	109	54	LS 51 335	GAB 36 335
365	112	56	LS 51 365	GAB 36 365
395	114	57	LS 51 395	GAB 36 395
435	117	60	LS 51 435	GAB 36 435
475	122	61	LS 51 475	GAB 36 475
515	126	62	LS 51 515	GAB 36 515
565	129	63	LS 51 565	GAB 36 565
615	134	65	LS 51 615	GAB 36 615
805	136	80	LS 51 805**	GAB 36 805**

\*\*On demand only.



\*The sizers are pre-filled with silicone gel with a smooth envelope. They are delivered sterile, for single-use.

# IMPLANTS FERMES, Naturgel™ Haute Cohésion

## PROFIL MODÉRÉ *Moderate profile*

Vol. (mL)	Base (mm)	Proj. (mm)	Référence	Gabarit /Sizer*
90	78	26	LSC 54 090**	GAB 31 090**
110	82	29	LSC 54 110**	GAB 31 110**
130	86	33	LSC 54 130**	GAB 31 130**
155	89	34	LSC 54 155**	GAB 31 155**
175	93	36	LSC 54 175	GAB 31 175
200	97	37	LSC 54 200	GAB 31 200
220	101	39	LSC 54 220	GAB 31 220
240	105	39	LSC 54 240	GAB 31 240
265	107	42	LSC 54 265	GAB 31 265
285	109	43	LSC 54 285	GAB 31 285
310	113	44	LSC 54 310	GAB 31 310
330	117	45	LSC 54 330	GAB 31 330
365	121	46	LSC 54 365	GAB 31 365
395	124	48	LSC 54 395	GAB 31 395
430	126	50	LSC 54 430	GAB 31 430
475	130	51	LSC 54 475	GAB 31 475
520	134	52	LSC 54 520	GAB 31 520
560	137	54	LSC 54 560	GAB 31 560
615	141	57	LSC 54 615	GAB 31 615
670	142	58	LSC 54 670	GAB 31 670

\*\*Sur demande uniquement.



\*Les gabarits sont pré-remplis de gel de silicone et avec une enveloppe lisse. Ils sont livrés stériles, à usage unique.

# FIRM IMPLANTS, High Cohesive Naturgel™

## PROFIL HAUT High profile

Vol. (mL)	Base (mm)	Proj. (mm)	Référence	Gabarit /Sizer*
90	66	39	LSC 55 090**	GAB 32 090**
110	70	41	LSC 55 110**	GAB 32 110**
130	75	42	LSC 55 130**	GAB 32 130**
150	80	43	LSC 55 150**	GAB 32 150**
175	84	45	LSC 55 175	GAB 32 175
195	87	48	LSC 55 195	GAB 32 195
215	91	50	LSC 55 215	GAB 32 215
235	94	51	LSC 55 235	GAB 32 235
255	96	53	LSC 55 255	GAB 32 255
280	98	55	LSC 55 280	GAB 32 280
300	101	56	LSC 55 300	GAB 32 300
320	103	57	LSC 55 320	GAB 32 320
350	106	58	LSC 55 350	GAB 32 350
385	109	60	LSC 55 385	GAB 32 385
415	112	62	LSC 55 415	GAB 32 415
455	116	64	LSC 55 455	GAB 32 455
495	119	66	LSC 55 495	GAB 32 495
540	122	67	LSC 55 540	GAB 32 540
590	127	68	LSC 55 590	GAB 32 590
645	132	69	LSC 55 645	GAB 32 645

\*\*On demand only.



\*The sizers are pre-filled with silicone gel with a smooth envelope. They are delivered sterile, for single-use.




# IMPLANTS MAMMAIRES, ANATOMIQUES - TEXTURÉS Naturgel™ Haute Cohésion

ANATOMICAL BREAST IMPLANTS - TEXTURED  
Naturgel™ High Cohesive Gel



## Longueur de l'arc / Arc length



## Repères digitaux POP™ / POP™ digital points



Les implants mammaires anatomiques disposent de repères digitaux POP™ (Palpable Orientation Points) placés sur les faces antérieure et postérieure de l'implant.

Anatomical breast implants have digital points POP™ (Palpable Orientation Points) which are placed on the anterior and posterior sides of the implant.

## SLIM PROJECTION

TALL HEIGHT

TS (TALL HEIGHT, SLIM PROJECTION)						
Base (mm)	Haut./ Height (mm)	Proj. (mm)	Vol. (mL)	Long. arc / Arc length (mm)	Référence	Gabarit / Sizer*
105	112	30	175	55	LSA TS 175	GAB TS 175
115	122	34	245	60	LSA TS 245	GAB TS 245
120	127	36	270	63	LSA TS 270	GAB TS 270
130	137	40	360	68	LSA TS 360	GAB TS 360

SHORT HEIGHT

SS (SHORT HEIGHT, SLIM PROJECTION)						
Base (mm)	Haut./ Height (mm)	Proj. (mm)	Vol. (mL)	Long. arc / Arc length (mm)	Référence	Gabarit / Sizer*
105	95	30	150	48	LSA SS 150	GAB SS 150
115	105	34	210	52	LSA SS 210	GAB SS 210
120	110	36	235	55	LSA SS 235	GAB SS 235
125	115	38	280	59	LSA SS 280	GAB SS 280
130	120	40	315	63	LSA SS 315	GAB SS 315
140	130	44	405	70	LSA SS 405	GAB SS 405

EXTRA SHORT HEIGHT

XSS (EXTRA SHORT HEIGHT, SLIM PROJECTION)						
Base (mm)	Haut./ Height (mm)	Proj. (mm)	Vol. (mL)	Long. arc / Arc length (mm)	Référence	Gabarit / Sizer*
110	90	32	160	50	LSA XSS 160	GAB XSS 160
115	95	34	185	52	LSA XSS 185	GAB XSS 185
120	100	36	210	55	LSA XSS 210	GAB XSS 210
130	110	40	290	59	LSA XSS 290	GAB XSS 290

\*Les gabarits sont pré-remplis de gel de silicone et avec une enveloppe lisse. Ils sont livrés stériles, à usage unique.



## LOW PROJECTION

### TL (TALL HEIGHT, LOW PROJECTION)

Base (mm)	Haut./ Height (mm)	Proj. (mm)	Vol. (mL)	Long.arc / Arc length (mm)	Référence	Gabarit / Sizer*
105	112	37	215	60	LSA TL 215	GAB TL 215
110	117	39	250	62	LSA TL 250	GAB TL 250
115	122	41	285	64	LSA TL 285	GAB TL 285
120	127	43	330	67	LSA TL 330	GAB TL 330
125	132	45	375	70	LSA TL 375	GAB TL 375
130	137	47	420	73	LSA TL 420	GAB TL 420
135	142	49	475	76	LSA TL 475	GAB TL 475
140	147	51	530	80	LSA TL 530	GAB TL 530
145	152	53	595	84	LSA TL 595	GAB TL 595

### SL (SHORT HEIGHT, LOW PROJECTION)

Base (mm)	Haut./ Height (mm)	Proj. (mm)	Vol. (mL)	Long.arc / Arc length (mm)	Référence	Gabarit / Sizer*
105	95	37	185	54	LSA SL 185	GAB SL 185
110	100	39	210	57	LSA SL 210	GAB SL 210
115	105	41	245	60	LSA SL 245	GAB SL 245
120	110	43	280	63	LSA SL 280	GAB SL 280
125	115	45	325	66	LSA SL 325	GAB SL 325
130	120	47	370	69	LSA SL 370	GAB SL 370
135	125	49	415	72	LSA SL 415	GAB SL 415
140	130	51	470	75	LSA SL 470	GAB SL 470
145	135	53	525	79	LSA SL 525	GAB SL 525

### XSL (EXTRA SHORT HEIGHT, LOW PROJECTION)

Base (mm)	Haut./ Height (mm)	Proj. (mm)	Vol. (mL)	Long.arc / Arc length (mm)	Référence	Gabarit / Sizer*
110	90	39	190	54	LSA XSL 190	GAB XSL 190
115	95	41	215	57	LSA XSL 215	GAB XSL 215
120	100	43	250	60	LSA XSL 250	GAB XSL 250
130	110	47	330	67	LSA XSL 330	GAB XSL 330

\*The sizers are pre-filled with silicone gel with a smooth envelope. They are delivered sterile, for single-use.

## MODERATE PROJECTION

TALL HEIGHT

TM (TALL HEIGHT, MODERATE PROJECTION)						
Base (mm)	Haut./ Height (mm)	Proj. (mm)	Vol. (mL)	Long. arc / Arc length (mm)	Référence	Gabarit / Sizer*
105	112	44	250	62	LSA TM 250	GABTM 250
110	117	46	285	65	LSA TM 285	GABTM 285
115	122	48	330	68	LSA TM 330	GABTM 330
120	127	50	375	71	LSA TM 375	GABTM 375
125	132	52	420	74	LSA TM 420	GABTM 420
130	137	54	475	77	LSA TM 475	GABTM 475
135	142	56	530	80	LSA TM 530	GABTM 530
140	147	58	595	83	LSA TM 595	GABTM 595
145	152	60	660	86	LSA TM 660	GABTM 660

SHORT HEIGHT

SM (SHORT HEIGHT, MODERATE PROJECTION)						
Base (mm)	Haut./ Height (mm)	Proj. (mm)	Vol. (mL)	Long. arc / Arc length (mm)	Référence	Gabarit / Sizer*
105	95	44	210	60	LSA SM 210	GAB SM 210
110	100	46	245	62	LSA SM 245	GAB SM 245
115	105	48	280	65	LSA SM 280	GAB SM 280
120	110	50	325	68	LSA SM 325	GAB SM 325
125	115	52	370	71	LSA SM 370	GAB SM 370
130	120	54	415	74	LSA SM 415	GAB SM 415
135	125	56	470	77	LSA SM 470	GAB SM 470
140	130	58	525	80	LSA SM 525	GAB SM 525
145	135	60	590	83	LSA SM 590	GAB SM 590

EXTRA SHORT HEIGHT

XSM (EXTRA SHORT HEIGHT, MODERATE PROJECTION)						
Base (mm)	Haut./ Height (mm)	Proj. (mm)	Vol. (mL)	Long. arc / Arc length (mm)	Référence	Gabarit / Sizer*
110	90	46	215	59	LSA XSM 215	GAB XSM 215
115	95	48	250	62	LSA XSM 250	GAB XSM 250
120	100	50	295	65	LSA XSM 295	GAB XSM 295
125	105	52	330	68	LSA XSM 330	GAB XSM 330
130	110	54	375	71	LSA XSM 375	GAB XSM 375
135	115	56	430	74	LSA XSM 430	GAB XSM 430
145	125	60	530	80	LSA XSM 530	GAB XSM 530

\*Les gabarits sont pré-remplis de gel de silicone et avec une enveloppe lisse. Ils sont livrés stériles, à usage unique.

## FULL PROJECTION

### TF (TALL HEIGHT, FULL PROJECTION)

Base (mm)	Haut/Height (mm)	Proj. (mm)	Vol. (mL)	Long.arc / Arc length (mm)	Référence	Gabarit / Sizer*
105	112	51	290	69	LSA TF 290	GAB TF 290
110	117	53	335	72	LSA TF 335	GAB TF 335
115	122	55	380	75	LSA TF 380	GAB TF 380
120	127	57	425	78	LSA TF 425	GAB TF 425
125	132	59	480	81	LSA TF 480	GAB TF 480
130	137	61	535	84	LSA TF 535	GAB TF 535
135	142	63	600	87	LSA TF 600	GAB TF 600
140	147	65	665	90	LSA TF 665	GAB TF 665
145	152	67	730	93	LSA TF 730	GAB TF 730

### SF (SHORT HEIGHT, FULL PROJECTION)

Base (mm)	Haut/Height (mm)	Proj. (mm)	Vol. (mL)	Long.arc / Arc length (mm)	Référence	Gabarit / Sizer*
105	95	51	245	65	LSA SF 245	GAB SF 245
110	100	53	280	68	LSA SF 280	GAB SF 280
115	105	55	325	71	LSA SF 325	GAB SF 325
120	110	57	370	74	LSA SF 370	GAB SF 370
125	115	59	415	77	LSA SF 415	GAB SF 415
130	120	61	470	80	LSA SF 470	GAB SF 470
135	125	63	525	83	LSA SF 525	GAB SF 525
140	130	65	590	86	LSA SF 590	GAB SF 590
145	135	67	655	90	LSA SF 655	GAB SF 655

### XSF (EXTRA SHORT HEIGHT, FULL PROJECTION)

Base (mm)	Haut/Height (mm)	Proj. (mm)	Vol. (mL)	Long.arc / Arc length (mm)	Référence	Gabarit / Sizer*
110	90	53	250	67	LSA XSF 250	GAB XSF 250
115	95	55	285	69	LSA XSF 285	GAB XSF 285
120	100	57	330	72	LSA XSF 330	GAB XSF 330
125	105	59	375	75	LSA XSF 375	GAB XSF 375
130	110	61	420	78	LSA XSF 420	GAB XSF 420
135	115	63	475	81	LSA XSF 475	GAB XSF 475
145	125	67	595	88	LSA XSF 595	GAB XSF 595

\*The sizers are pre-filled with silicone gel with a smooth envelope. They are delivered sterile, for single-use.



# IMPLANTS MAMMAIRES RONDs GONFLABLES

*Inflatable Round Breast Implants*

Volume recommandé / Recommended volume (mL)	Base (mm)	Proj. (mm)	Référence	
			Lisses / Smooth	Texturés / Textured
70	74	26	LS 20 070	LS 21 070
90	90	28	LS 20 090	LS 21 090
120	97	29	LS 20 120	LS 21 120
140	103	32	LS 20 140	LS 21 140
180	113	34	LS 20 180	LS 21 180
220	120	36	LS 20 220	LS 21 220
240	124	38	LS 20 240	LS 21 240
280	127	40	LS 20 280	LS 21 280
300	130	41	LS 20 300	LS 21 300
360	137	43	LS 20 360	LS 21 360
380	141	47	LS 20 380	LS 21 380
430	147	49	LS 20 430	LS 21 430
520	149	55	LS 20 520	LS 21 520
620	150	61	LS 20 620	LS 21 620
720	152	74	LS 20 720	LS 21 720

Seul contenu autorisé pour remplissage : sérum physiologique à 0,9% NaCl.

*Only authorized content to be used: sterile saline solution at 0,9% NaCl.*

Nos implants mammaires gonflables stériles, à usage unique, sont vendus à l'unité avec leur tube de remplissage.

*Our sterile and single use inflatable breast implants are sold by unit with their filling tube.*

Le tube de remplissage peut également être  
vendu séparément.

*The filling tube can also be supplied separately.*





Ce présent document est à destination des professionnels de santé. Selon la Directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE, les implants mammaires sont des dispositifs médicaux de classe III et les gabarits pour implants mammaires sont des dispositifs médicaux de classe IIa. Ils sont destinés à être utilisés en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. GROUPE SEBBIN réserve l'usage de ses dispositifs aux médecins formés en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Veuillez lire attentivement la notice d'instructions avant l'utilisation de ces dispositifs.

Les implants mammaires et les gabarits pour implants mammaires SEBBIN sont marqués CE par l'organisme notifié mdc medical device certification GmbH numéro 0483.

En France, les implants mammaires texturés peuvent être remboursés par les organismes d'assurance maladie dans certaines situations (reconstructions mammaires) : consultez les modalités sur le site [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr). Les gabarits pour implants mammaires ne peuvent pas être remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Les dimensions des implants peuvent présenter de légères variations par rapport aux données indiquées dans le présent document.

*This document is dedicated to health care professionals. According to the Medical Device Directive 93/42/EEC, breast implants are Class III and sizers for breast implants are Class IIa medical devices. They are intended to be used in plastic, reconstructive and aesthetic surgery. GROUPE SEBBIN reserves the use of its devices for physicians trained in the techniques of plastic, reconstructive and aesthetic surgery. Please read carefully the instructions for use of these devices before using.*

*The SEBBIN breast implants and sizers for breast implants are CE marked by the notified body mdc medical device certification GmbH number 0483.*

*Dimensions of our implants may present slightly variations to the ones mentioned into this document.*

FABRICANT /  
MANUFACTURER :

**SEBBIN** PARIS  
ESTHÉTIQUE & RECONSTRUCTION

**GROUPE SEBBIN SAS**

39, Parc d'Activités des Quatre Vents

95650 Boissy l'Aillierie - France

Tél. : + 33 1 34 42 13 28

Fax : + 33 1 34 42 16 88

[www.sebbin.com](http://www.sebbin.com)

OPÉRATIONS INTERNATIONALES /  
INTERNATIONAL OPERATIONS :

Sebbin Benelux SPRL :

Tél. : +32 3 451 26 81 - Fax : +32 3 451 26 89

Email : [info@laboratoires-sebbin.be](mailto:info@laboratoires-sebbin.be)

Sebbin Deutschland GmbH :

Tél. : +49 2102 7088 000 - Fax : +49 2102 7088 0099

Email : [service@sebbin-implantate.de](mailto:service@sebbin-implantate.de)

Groupe Sebbin SAS, France :

Tél. : +33 1 34 42 13 28 - Fax : +33 1 34 42 16 88

Email : [serviceclients@laboratoires-sebbin.fr](mailto:serviceclients@laboratoires-sebbin.fr)

Sebbin Iberica Productos Medicos, S.L. :

Tél. : +34 93 159 3003 - Fax : +34 93 676 3053

Email : [info@sebbin.es](mailto:info@sebbin.es)

Sebbin Nordic :

Tél. : +45 24 20 81 60 - Fax : +33 1 34 42 16 88

Email : [info@sebbin-nordic.com](mailto:info@sebbin-nordic.com)

Sebbin Suisse Sarl :

Tél. : +41 44 336 72 30 - Fax : +41 44 336 72 36

Email : [info@sebbin.ch](mailto:info@sebbin.ch)

Sebbin UK Ltd :

Tél. : 0800 652 4028 - Fax : +4433 0088 9575

Email : [custserv@sebbin.uk](mailto:custserv@sebbin.uk)